



LITE

ユーザに優しいポータブルDICOMビューワ

iQ で表示



VERSION 2.6



利便性を備えたビューワ

iQ-LITEが提供する統合されたシンプルな方法で、CD/DVD/USBフラッシュメモリに保存されている患者検査/画像を閲覧できます

iQ-LITEはユーザに優しいポータブルDICOMビューワです。CD/DVD/USBフラッシュメモリや他メーカーのソフトウェアにiQ-VIEWからエクスポートした画像を、閲覧・操作・印刷できます。

iQ-LITEビューワではほぼ全種類の医用画像を表示できます。依頼医師は、検査の閲覧・比較、計測、印刷、数種類のフォーマット（例: JPEG、BMP）でのデータエクスポートなどが可能になります。iQ-LITEのコ

ピーは患者CD/DVD/フラッシュメモリに保存でき、そのCDやDVDをPCで読み込む際に自動的に開きます。ビューワはマルチモニター対応で、シークエンスからAVIファイルを作成することも可能です。

iQ-LITEメディアは、iQ-ROBOTの有無に係わらずiQ-VIEWを使って作成できます。他のCD/DVDロボットや書込みステーションとの統合もできます。ビューワに個人設定の広告を入れることもできます。追

加のウェブコンテンツをメディアに入れば、Apple Macintosh、LINUX、UNIXのユーザでも見られるようになります。

Windowsビューワは最低限の条件（最終ページ参照）を満たすコンピュータであればどれでも、パワフルに動作します。

iQ-LITE の特徴

ビューワ

- 画像処理 (複数検査の比較や画像フィルタを含む) (NEW!)
- 計測 (距離、角度、cobb角、ROI、修正、削除)
- 複数検査の比較
- 核医学のためのカラースキーム (例: GE Color, Hot Iron, Lut7) (NEW!)
- マルチモニタ対応
- スタックモード/シネモード
- 基本的な画像注釈
- バーチャル結合モード
- スカウトパイロット機能

レポート

- 構造化レポートの表示
- 要求に応じてカスタマイズされたhtmlデータ

エクスポート

- 画像ファイル (JPEG, BMP, RAW, TIFF) またはAVIビデオファイルに画像エクスポート (計測、ウィンドウ値、カラーリマッピング、注釈などを含む)
- Windows 印刷

検査ブラウザ

- 検査テーブル
- サムネイルプレビュー

言語

- 英語、エストニア語、オランダ語、スペイン語、ドイツ語、日本語、フランス語、ペルシャ語、ポルトガル (ブラジル) 語、ラトビア語 (NEW!)

認証/準拠

- CE 0482/ FDA 510(k)
- IHE PDI
- DICOMDIR / DICOM-CD 規格



オペレーティングシステム

	最小限	推奨
OS:	Windows 2000 Internet Explorer 4.01 または Firefox 1.0	Windows 7, Windows 2000, XP and Vista Internet Explorer 7 または Firefox 3.5
CPU:	Celeron, 300 MHz (核医学には1,5 GHz)	Pentium, 1 GHz (核医学には1,5 GHz)
RAM:	64 MB RAM	512 GB RAM
HDD:	ハードディスク空き領域10 GB	ハードディスク空き領域20-500 GB (DMA33)
ネットワーク:	10 Mbit/秒ネットワークアダプタ	100 Mbit/秒ネットワークアダプタ
グラフィックス:	24ビットカラーまたは 8ビットグレースケール出力	24ビットまたは32ビットカラー出力 または最低8ビットのグレー出力
ディスプレイ:	1024 x 768 ピクセル 診断用高解像度モニタ	1280 x 1024 ピクセル以上, 診断用高解像度モニタ
周辺機器:	CD-ROM ドライブ	スクロールマウス, CD または DVDドライブ Windowsプリンタ
ハードウェア:		Dellハードウェア

皆様のニーズに応える画像診断ソリューション

iQ-VIEW

放射線読影ステーション

iQ-VIEW 3D

3次元画像処理ソフトウェア

iQ-STITCH

全脊椎や全下肢の画像作成ツール

iQ-CAPTURE

アナログビデオソースから画像を取得するためのアドオンハードウェアモジュール

OrthoView™

整形外科のデジタルテンプレートと外傷の治療プランニングのためのアドオンモジュール

DICOMReader

ポータブルDICOMメディアをあらゆるPACSに読み込み

iQ-WEBX

保存・テレラジオロジー・画像配信のためのPACSサーバ

iQ-WEBX WADO

各医療情報システムから簡単に医用検査にアクセスするためのインターフェース

iQ-PRINT

DICOMプリントサーバ

iQ-ROBOT

患者CD・DVDを自動的に焼成・ラベル作成

iQ-ROUTER

テレラジオロジーとワークフロー管理のための画像圧縮

iQ-WORKLIST

最適なワークフローをつくるDICOMワークリストサーバ

iQ-MAIL

DICOM E-mailを使ったシンプルなテレラジオロジー

iQ-NUC

核医学画像処理のための完全パッケージ

iQ-RIS

スムーズな放射線情報システム

IMAGE DISPLAYS

診断のための医用ディスプレイ

iQ-CR ACE

効率の良いCR



IMAGE INFORMATION SYSTEMS LTD.

OFFICE 404, 4TH FLOOR | ALBANY HOUSE | 324/326 REGENT STREET | LONDON W1B 3HH | UNITED KINGDOM

TEL. UK: +44 207 193 06 20 | TEL. GER: +49 381 203 38 58 | TEL. US: +1 213 985 35 20

FAX UK: +44 207 976 48 97 | FAX GER: +49 381 203 38 59 | FAX US: +1 213 325 26 30

WWW.IMAGE-SYSTEMS.BIZ | INFO@IMAGE-SYSTEMS.BIZ